

雅培 BinaxNOW™ COVID-19 家用快速抗原测试使用说明

(离开医务室回家)

您得到了 **15 分钟**的 BinaxNOW™ 新冠病毒抗原卡家庭测试，因为您的孩子出现了与新冠疾病相符的症状。本测试已由美国食品和药物管理局（FDA）根据紧急使用授权（EUA）供 4 岁及以上的学生使用。本测试应该在家里通过远程医疗会议完成。测试将通过一个设备（电脑、手机等）进入[维吉尼亚州 eMed 网页](#)开始。

[如何测试视频指南](#)

如何使用：

- 只有在 eMed 远程医疗会议开始后，在认证指导人员的指导下，才可以打开测试包。
- 登录[维吉尼亚州 eMed 网页](#)
- 使用 NAVICA™ 应用程序凭证登录，开始使用 eMed 进行测试
- 点击“开始测试”
- 完成核对清单
- 您将被连接到一个经过认证的指导
- 打开测试包
- 出示测试卡，扫描二维码
- 打开测试卡，确认证指导人员可以看到整个过程
- 取下滴管瓶盖
- 将 6 滴引导剂放入顶部的孔中
- 打开棉签包装，将棉签拿出来
- 将棉签的吸收头插入鼻孔中
- 以转圈的方式在鼻孔内侧刷 5 次
- 在另一个鼻孔里重复上述做法
- 将棉签头插入测试卡的底孔，向上推，直到填满顶孔
- 转动棉签 3 次
- 剥去粘性衬垫
- 关闭卡片并密封
- 得到结果需要 15 分钟
- 测试者将收到一份测试结果的电子副本

如果结果呈阳性，学生需要待在家里。请联系您的医疗保健提供者进行后续护理。请通知您孩子的学校。被诊断患有新冠疾病的学生不得返回学校，直到：

- 自学生第一次出现症状以来，至少已有五（5）天，**并且**
- 学生必须在没有服用退烧药的情况下在 24 小时内没有发烧，**并且**
- 学生的症状正在改善。

如果学生测试结果呈阴性，可以在满足以下所有条件的情况下返回学校。

- 学生必须在没有服用退烧药的情况下在 24 小时内没有发烧，**并且**
- 学生的症状正在改善，**并且**
- 新冠病毒测试证明--该测试需要具备以下所有条件：
 - 提供 BinaxNOW 测试结果的电子副本
 - 填写并向学校提供[费郡公立学校新冠病毒家庭抗原测试阴性结果家长-监护人证明书](#)。

5.19.2022